



Atrauman® Ag

Salvekompres med sølv

Salvekompressets opgave er at forhindre fastvoksning af forbindningen i såret og derved gøre forbindingsskiftet lettere for både patienter og personale. Atrauman Ag giver salvekompresset endnu en dimension. Ved at tilsætte sølv har salvekompresset også en anti-bakteriel funktion. Det virker forebyggende mod sårinfektioner og yder lokal støtte ved allerede fremkomne infektioner.

Ikke-hæftende



Let at kombinere

Lavt sølvindhold



Indikation

Som kompletterende foranstaltning i forbindelse med behandling af sår, som udviser høj bakteriebelastning eller til inficerede sår. Også som kompletterende infektionsprofylax i forbindelse med sårbehandling.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Atrauman Ag er en ikke-hæftende forbindelse med antibakterielle egenskaber til atraumatisk sårbehandling.

Egenskaber

Det tynde og bløde materiale er let at applikere og giver en god kontakt med sårområdet. Salvemassen beskytter sårkanterne og holder dem bløde.

Sølvet i kompresset består af metallisk sølv, som ioniserer, når det kommer i kontakt med såreksudatet. Atrauman Ag er virksomt mod gramnegative såvel som grampositive bakterier inklusive MRSA-stammer.

Atrauman Ag frigiver små mængder sølv over længere tid (7 dage), for ikke at risikere at dræbe eventuelt raske celler, som findes i sårområdet og derved forsinke helingsprocessen.

Den mængde sølv, som frigives, dræber de skadelige bakterier, som findes i såret.

Materiale

Gitternet af polyamidfibre omgivet af elementært sølv og imprægneret med en salvemasse på triglyceridbasis.

Salvemassen indeholder: Caprylic/Capric/Stearic Triglycerid, Bisdiglyceryl-polyacyladipate-2 samt Macrogol 2000. (Analog INCI). Indholdet af sølv modsvarer 30-50 mg/100cm².

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC

Tips

Eftersom Atrauman Ag ikke fæstner mod huden, så kan det være svært at fiksere kompresset eksempelvis på undersiden af benet. Det nemmeste er først at lægge salvekompresset på sekundærforbindingen og derefter applikere begge på såret.

Hvis der ikke behøves nogen sekundærforbinding, kan salvekompresset evt. fikseres med et gazebind.



Atrauman Ag fikseres på et bensår.

Bestemte forsigtighedsforanstaltninger

Før hver behandling af stærkt bakteriebelastede eller inficerede sår er det nødvendigt med en lægelig vurdering.

En sølvforbinding kan aldrig erstatte sårrensning. Såret skal renses, hvis såret indeholder nekroser, fibrin eller pusdannelser, ellers ødelægger disse forbindings funktion.

Behandling med sølvforbinding kan aldrig erstatte en behandling med antibiotika. Atrauman Ag bør ikke anvendes i kombination med paraffinholdige salver, eftersom de reducerer forbindings virkning.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Atrauman Ag	5 x 5 cm	499 571	10 stk	12 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	10 x 10 cm	499 573	10 stk	12 Æsker
	10 x 20 cm	499 575	10 stk	6 Æsker

Fordele:

Dræber skadelige bakterier

Påvirker ikke raske celler

Blød og komfortabel

Økonomisk

Beskytter såret

Efterlader ingen mærker på huden