



Idealhaft®

Kohæsiv lavelastisk kompressionsbind

Idealhaft er et beige, kohæsivt, lavelastisk kompressionsbind. Bindet muliggør en enkel applikering, som giver et højt arbejdstryk, hvilket leder til en påvirkning både af det overfladiske og det dybe venesystem.

Selvhæftende uden at fæstne på hud og hår



Behagelig at bære

Åben vævsstruktur, som er åndbar



Indikation

Til kraftig kompression ved kroniske venøse ødemer, uhelede bensår, tromboflebit eller som støtte ved amputationer, muskel- og ledbåndsskader. Til fiksering af forbindinger og gipsskinner. Sportbandage.

Kontraindikationer:

Arteriel okklusionssygdom.
Overfølsomhed overfor latex.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Idealhaft er et kraftigt, elastisk bind med faste kanter.

Egenskaber

Bindet er belagt med latex og er selvhæftende, men fæstner derimod ikke på hud, hår eller tøj. Produktets struktur gør, at det ikke glider ned. Bindets åbne vævsstruktur lader luft slippe igennem, og derved reduceres risikoen for maceration af huden. Idealhaft er enkel at aplikere, eftersom den er blød og smidig. Er bindet for langt, så kan det sagtens lade sig gøre at klippe af det, uden at kanterne trævler op. Idealhaft kan blive siddende ved røntgenundersøgelser, da det ikke hindrer strålingen. Normalt aftages bindet om natten og tages på igen om morgenen. For at opnå det bedste resultat bør især tynde ben polstres til normal størrelse, inden bindet påføres.

Materiale

100% bomuld. Latexbelagt.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Udstrakt længde: 5 m.

Uudstrakt længde. Ca. 3,1 m.

Elasticitet: 60%

Idealhaft kan steriliseres i autoklave ved 134°C.



Tips

Gem rullen, som bindet sidder på og rul det brugte bind tilbage derpå. Så er det nemmere at aplikere igen.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Idealhaft®	5 m x 6 cm	931 693	1 stk	60 Æsker
Pakket enkeltvis i æske	5 m x 8 cm	931 694	1 stk	40 Æsker
	5 m x 10 cm	931 695	1 stk	40 Æsker
	5 m x 12 cm	931 696	1 stk	30 Æsker

Fordele:

- Behagelig at have på
- Ingen yderligere fiksering kræves
- Mange anvendelsesområder
- Åndbar
- Kraftig
- Kan genanvendes