

Netti® Combi Aqua Badebukser

Ben og talje

Inderbuksens kant i talje og benudskæring er belagt med silikone, hvilket bevirker, at badebuksen sidder tæt til huden og minimerer dermed lækage.

Vandafvisende

Yderbuksens materiale absorberer ingen væske, hvilket modvirker gennemvædning.



Materiale

Inderste buks er fremstillet af blødt Polyuretan, som er helt tæt. Yderste buks er vævet i et højelastisk tekstil, som fikserer den inderste trusse tæt til kroppen.

Farvemærkning

Sømmens farve på indersiden af inderbuksens kant indikerer størrelsen på buksen.

Netti Combi Aqua badebukser er udviklet i samarbejde med personale og bruger. Produktet bygger på en kombination af to enkelte bukser, som til sammen yder en fortræffelig beskyttelse. Inderbuksen kan ved behov anvendes sammen med en ble. Yderbuksen, der med sit højelastiske og vandskyende materiale, forstærker inderbuksens tætsluttende egenskaber. Princippet med to enkelte bukser gør på- og afklædning nemmere for både bruger og personale.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Materiale:

Inderbuks: 100 % polyuretan
Ydersiden er belagt med 100 % polyester

Yderbuks: 80 % Tactel microfiber
20 % Lycra

Latexfri

Vaskeanvisning:

Inderbuks: Max 95°C

Yderbuks: Max 60°C

Skyld begge bukser grundigt efter brug.

Begge bukser kan tørrebumbles (undgå høje temperaturer).

Målanvisning:

For at sikre at brugeren får den rigtige størrelse, er det vigtigt at tage de rette mål.

1. Måle taljens omfang
2. Måle lårets omfang højest oppe

Udfra tabellen er det hurtigt og nemt at finde frem til den størrelse, som bedst passer til brugerens mål. Målene, som er angivet i tabellen, angiver buksernes størrelse i ikke-udstrækt til udstrækt tilstand (f.eks. Barn 1 er inderbuksens taljemål 37 cm i ikke-udstrækt mål og 51 cm i udstrækt mål). Hvis brugerens mål stemmer overens med flere størrelser, vælges den mindste. For at undgå lækage er det meget vigtigt, at buskerne slutter tæt om huden. Anvend en så lille ble som muligt og undgå at anvende en fikseringsbuks under badebukserne, da denne kan rykke sig ind mellem huden og kanten på inderbuksen, hvorved lækage kan opstå.



Sortiment	Varenr.	Inderbuks		Yderbuks		Farvekode	Antal
		Taljemål	Benomfang	Taljemål	Benomfang		
Barn 1	260 002	37-51 cm	20-28 cm	44-60 cm	20-32 cm	Grøn	1 par
Barn 2	260 003	42-56 cm	26-36 cm	48-70 cm	23-36 cm	Rød	1 par
Barn 3	260 004	48-62 cm	32-44 cm	48-70 cm	23-36 cm	Gul/Sort	1 par

Fordele:

Enkel og let at anvende

Materialet yder god
komfort og beskyttelse

Latexfri