

Atrauman**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
Land Tyskland
Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
Adresse Huginsvej 1F - 3400 Hillerød
Tlf. nr. 48 22 04 00
Fax nr. 48 22 04 01
E-mail: info@dk.hartmann.info
Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Atrauman Salvekompres

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej Papir: Nej Glas: Nej
Metal: Nej Latex: Nej Bomuld: Nej
Økologisk: Nej
Andet: Triglycerider

3.2. Plast:

Plast-typer: PES PVC: Nej
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Al

4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares vandret, tørt, rent og bedst ved stuetemperatur.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkelemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



Atrauman

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
499536		4049500400404	Atrauman	10x20 cm	30 stk	10	100	Ja
499510		4049500935289	Atrauman	5x5 cm	10 stk	20	418	Ja
499550		4049500935296	Atrauman	5x5 cm	50 stk	10	252	Ja
499513		4049500400374	Atrauman	7,5x10 cm	10 stk	10	224	Ja
499553		4049500935302	Atrauman	7,5x10 cm	50 stk	10	120	Ja