

MoliMed dryp- og dagbind**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
Land Tyskland
Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
Adresse Huginsvej 1F - 3400 Hillerød
Tlf. nr. 48 22 04 00
Fax nr. 48 22 04 01
E-mail: info@dk.hartmann.info
Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn MoliMed Premium / MoliMed Classic

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Økologisk: Nej

Andet: Cellulose, Superabsorbent, Klæber

3.2. Plast:

Plast-typer: PE, PP, PU

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Nej

4.2. Plast:

Plast-typer: PE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	Ja
Inderemballage	N. a.	N. a.	N. a.	
Transportemballage	X*	X	X	Ja

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



MoliMed dryp- og dagbind

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
168 627		4049500248402	MoliMed Premium	ultra micro	28 stk	8	55	Nej
168 132		4049500342094	MoliMed Premium	micro light	14 stk	12	81	Nej
168 626		4049500340786	MoliMed Premium	micro	14 stk	12	64	Nej
168 636		4049500340793	MoliMed Premium	mini	14 stk	18	32	Nej
168 646		4049500340809	MoliMed Premium	midi	14 stk	12	48	Nej
168 656		4049500340816	MoliMed Premium	maxi	14 stk	12	20	Nej
168 600		4049500340632	MoliMed for men	active	14 stk	12	48	Nej
168 707		4049500340830	MoliMed for men	protect	14 stk	12	30	Nej
168 530		4049500954112	MoliMed Classic	mini	14 stk	18	45	Nej
168 540		4049500954136	MoliMed Classic	midi	14 stk	12	48	Nej
168 570		4049500954150	MoliMed Classic	maxi	14 stk	12	20	Nej