

## OP-hue

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn HARTMANN- ScandiCare AB  
Adresse Box 24 - 334 21 Anderstorp  
Land Sverige  
Website: www.hartmann-online.com/scandicare/

#### 1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S  
Adresse Huginsvej 1F - 3400 Hillerød  
Tlf. nr. 48 22 04 00  
Fax nr. 48 22 04 01  
E-mail: info@dk.hartmann.info  
Website: <http://dk.hartmann.info>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9000

Forhandler: -

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn OP-hue

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

[Se "Sortiment" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se "Ydl. oplysninger" \(hvis Excel-fil\)](#)

["klik her" \(hvis web-baseret\)](#)

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Nej	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>Nej</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> Nej

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: Termobonded polypropylen, Polyester PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: Nej % af PVC: N.a.

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Nej Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Nej

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Nej      PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: Nej      % af PVC: N.a.

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_  
 Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:   
 Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X	X	
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



**OP-hue**

**Sortimentsoversigt**

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
8810922		7313690109223	OP-hue svedbånd, blå	52,2 cm	100 stk	6	32	
8810931		7313690109315	OP-hue disp., grøn	52,5 cm	100 stk	6	32	
8810927		7313690109278	OP-hue "Hjelm"		100 stk	6	32	
8810930		7313690109308	OP hue, rund	55 cm	100 stk	6	32	
8810920		7313690109209	OP-hue med svedbånd, grøn	52,5 cm	100 stk	6	32	