

OmniFilm**1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
Land Tyskland
Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
Adresse Huginsvej 1F - 3400 Hillerød
Tlf. nr. 48 22 04 00
Fax nr. 48 22 04 01
E-mail: info@dk.hartmann.info
Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn OmniFilm

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Økologisk: Nej

Andet: CV, Klæber

3.2. Plast:

Plast-typer: PS

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Nej

4.2. Plast:

Plast-typer: Nej PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



Omnifilm

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
900520		4049500910293	Omnifilm	5 m x 1,25 cm	10 stk	36	45	Nej
900521		4049500910309	Omnifilm	5 m x 2,5 cm	10 stk	24	45	Nej
900522		4049500910316	Omnifilm	5 m x 5 cm	10 stk	12	45	Nej
900585		4049500992497	Omnifilm	9,2 m x 1,25 cm	5 stk	36	112	Nej
900586		4049500992503	Omnifilm	9,2 m x 2,5 cm	5 stk	20	117	Nej
900587		4049500992510	Omnifilm	9,2 m x 5 cm	2 stk	40	78	Nej