

# Produktdatablad

## PermaFoam/Comfort

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG  
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
Land Tyskland  
Website: www.hartmann.info

#### 1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S  
Adresse Huginsvej 1F - 3400 Hillerød  
Tlf. nr. 48 22 04 00  
Fax nr. 48 22 04 01  
E-mail: info@dk.hartmann.info  
Website: <http://dk.hartmann.info>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn PermaFoam/PermaFoam Comfort

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Ja (peelback)	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>PE-coating (peelback)</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/>

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: PU (Peelback: PE) PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: Nej % af PVC: N.a.

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Nej Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Papir:  Glas:   
Metal:  Latex:  Bomuld:   
Økologisk:   
Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Ingen PVC:   
Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Typer: \_\_\_\_\_  
Klorbleget materiale:  Genbrugsmaterialer:   
Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: II b

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 3 år

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltemballage	X*	X	X	X
Inderemballage	X*	X		
Transportemballage	X*	X	X	X

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## PermaFoam/PermaFoam Comfort

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
409 401		4049500255721	PermaFoam	10x10 cm	10 stk	6	96	Ja
409 403		4049500255769	PermaFoam	10x20 cm	5 stk	6	140	Ja
409 405		4049500255806	PermaFoam	15x15 cm	5 stk	6	120	Ja
409 406		4049500255820	PermaFoam	20x20 cm	3 stk	6	132	Ja
409 422		4049500283090	PermaFoam Sacral	18x18 cm	3 stk	6	88	Ja
409 423		4049500283106	PermaFoam Sacral	22x22 cm	3 stk	6	88	Ja
409 424		4049500283113	PermaFoam Concav	16,5x18 cm	3 stk	6	88	Ja
409 425		4049500283120	PermaFoam Cavity	10x10 cm	3 stk	12	132	Ja
409 426		4049500283137	PermaFoam Tracheotom	8x8 cm	3 stk	6	96	Ja
409 427		4049500283144	PermaFoam	ø 6 cm	1 stk	6	180	Ja
409 428		4049500283151	PermaFoam Comfort	10x10 cm	10 stk	6	96	Ja
409 408		4049500255868	PermaFoam Comfort	11x11 / 6x6 cm	10 stk	6	120	Ja
409 410		4049500255905	PermaFoam Comfort	10x20 / 5x 14 cm	5 stk	6	112	Ja
409 412		4049500255943	PermaFoam Comfort	15x15 / 10x10 cm	5 stk	6	120	Ja
409 413		4049500255967	PermaFoam Comfort	20x20 / 14x14 cm	3 stk	6	132	Ja