

## Atrauman Ag

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG  
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
 Land Tyskland  
 Website: www.hartmann.info

#### 1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S  
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
 Adresse Center Boulevard  
 Adresse 2300 København  
 Tlf. nr. 48 22 04 00  
 Fax nr. 48 22 04 01  
 E-mail: info@dk.hartmann.info  
 Website: <http://dk.hartmann.info>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Atrauman Ag salvekompres med sølv

#### 2.2. Sortimentoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: Triglycerider, Aluminiumsfolie

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: Polyamid PA

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:  Ja  Papir:  Ja  Glas:  Nej   
 Metal:  Nej  Latex:  Nej  Bomuld:  Nej   
 Økologisk:  -   
 Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_ Polyethylen PE  PVC:  Nej   
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Nej  Typer: \_\_\_\_\_  
 Klorbleget materiale:  Nej  Genbrugsmaterialer:  Ja   
 Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:  Ja:  Klasse: IIb

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:  3 år

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares vandret, tørt, rent og køligt ved stuetemperatur. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## Atrauman Ag

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
499571		4049500271349	Atrauman Ag salvekompres	5x5 cm	10 stk	12	360	Ja
499573		4049500271363	Atrauman Ag salvekompres	10x10 cm	10 stk	12	165	Ja
499575		4049500271387	Atrauman Ag salvekompres	10x20 cm	10 stk	6	210	Ja