

**Belted product****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG  
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
Land Tyskland  
Website: www.hartmann.info

**1.2. Forhandler:**

Navn Paul Hartmann A/S  
Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Adresse Center Boulevard  
Adresse 2300 København  
Tlf. nr. 48 22 04 00  
Fax nr. 48 22 04 01  
E-mail: info@dk.hartmann.info  
Website: <http://dk.hartmann.info>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn Belted product

**2.2. Sortimentsoversigt:**

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Nej

Papir:  Nej

Glas:  Nej

Metal:  Nej

Latex:  Nej

Bomuld:  Nej

Økologisk:  Nej

Andet: Cellulose, Superabsorbent, Klæber

**3.2. Plast:**

Plast-typer: PP, PU

PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:  Nej

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej

Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Nej

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE      PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_      % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_  
 Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:   
 Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltpakke	X*	X	X	Ja
Inderemballage	N. a.	N. a.	N. a.	
Transportemballage	X*	X	X	Ja

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.