



Cosmopor® E /Cosmopor strip

Selvhæftende absorptionsforbinding

Til postoperativ sårpleje kræves en forbinding, som slutter tæt rundt om såret, og som samtidig er åndbar. Således fungerer Cosmopor E. Den selvhæftende forbinding absorberer eksudat fra såret samtidig med, at den beskytter mod ydre kontaminering. Forbindingen findes også i en usteril udgave, Cosmopor strip, hvor færdigklippede plastre i samme kvalitet kan fås i æsker på 10stk. Dette produkt egner sig til mindre sår, som ikke kræver sterile forbindingskit.

Gennemtrængelig for
luft og fugtighed

Fæstner ikke i såret

Rundede hjørner forhindrer, at
materialet ruller i kanterne

Indikation

Til postoperativ sårpleje og som beskyttelse ved mindre sårskader.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.





helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Cosmopor E er en selvhæftende, absorberende forbindelse til postoperativ pleje og beskyttelse af minder sår.

Egenskaber

Cosmopor E er takket være sin bløde overflade meget bekvemt at have på.

Produktet er gennemtrængelig for luft og fugtighed, hvilket gør det muligt for huden at fungere normalt.

Den syntetisk baserede klæber holder forbindningen sikkert på plads. Produktets rundede hjørner hindrer, at den ruller i kanterne og derved løsner sig. Klæbekanten på Cosmopor E slutter tæt rundt om sårpuden.

Materiale

Non-woven polyester med en sårpude af viskose. Sårpuden er belagt med et net af polyetylen for at undgå fastvoksning. Klæbekanten har en syntetisk baseret klæber, kolofoniumfri.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når forbindningen fikseres.

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Cosmopor[®]E	7,2 x 5 cm	4 x 2,5 cm	900 870	50 stk	20 Æsker
	10 x 6 cm	6,5 x 2,5 cm	900 871	25 stk	27 Æsker
	15 x 6 cm	11 x 2,5 cm	900 872	25 stk	18 Æsker
	10 x 8 cm	6,5 x 3,8 cm	900 873	25 stk	22 Æsker
	15 x 8 cm	11 x 3,8 cm	900 874	25 stk	14 Æsker
	20 x 8 cm	16 x 3,8 cm	900 875	25 stk	12 Æsker
	20 x 10 cm	16 x 5,5 cm	900 876	25 stk	12 Æsker
	25 x 10 cm	20,5 x 5,5 cm	900 877	25 stk	8 Æsker
	35 x 10 cm	30,5 x 5,5 cm	900 878	25 stk	8 Æsker
Cosmopor[®]strip	10 x 4 cm		900 960	10 stk	78 Æsker
	10 x 6 cm		900 961	10 stk	78 Æsker
	10 x 8 cm		900 962	10 stk	78 Æsker

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info



Cosmopor strip hæfter kun på to kanter og anvendes, når sterile forbindningsskift ikke behøves.

Fordele:

Sikker fiksering

Enkel håndtering

Efterlader ingen klæberester

Absorberende

Kolofoniumfri

Bekvem at have på