

**Cambren C****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG  
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
Land Tyskland  
Website: www.hartmann.info

**1.2. Forhandler:**

Navn Paul Hartmann A/S  
Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Adresse Center Boulevard  
Adresse 2300 København  
Tlf. nr. 48 22 04 00  
Fax nr. 48 22 04 01  
E-mail: info@dk.hartmann.info  
Website: <http://dk.hartmann.info>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn Cambren C antiembolistrømpe

**2.2. Sortimentsoversigt:**

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Nej

Papir:  Nej

Glas:  Nej

Metal:  Nej

Latex:  Nej

Bomuld:  Nej

Økologisk:  Nej

Andet: Nej

**3.2. Plast:**

Plast-typer: Polyamid PA, Polyester PET

PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:  Nej

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej

Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Nej

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: PE      PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## Cambren C

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
997394		4049500578127	Cambren C Knæstrømpe	K1	1 par	15	168	Nej
997395		4049500578158	Cambren C Knæstrømpe	K2	1 par	15	168	Nej
997396		4049500578189	Cambren C Knæstrømpe	K3	1 par	15	168	Nej
997397		4049500578219	Cambren C Lårstrømpe	SK1	1 par	10	168	Nej
997398		4049500578240	Cambren C Lårstrømpe	SK2	1 par	10	168	Nej
997399		4049500578271	Cambren C Lårstrømpe	SK3	1 par	10	168	Nej
997400		4049500578301	Cambren C Lårstrømpe	SM1	1 par	10	168	Nej
997401		4049500578332	Cambren C Lårstrømpe	SM2	1 par	10	168	Nej
997402		4049500578363	Cambren C Lårstrømpe	SM3	1 par	10	168	Nej
997403		4049500578394	Cambren C Lårstrømpe	SG1	1 par	10	168	Nej
997404		4049500578424	Cambren C Lårstrømpe	SG2	1 par	10	168	Nej
997405		4049500578455	Cambren C Lårstrømpe	SG3	1 par	10	168	Nej
997406		4049500578486	Cambren C Hoftestrømpe	H1	1 par	10	168	Nej
997407		4049500578516	Cambren C Hoftestrømpe	H2	1 par	10	168	Nej
997408		4049500578547	Cambren C Hoftestrømpe	H3	1 par	10	168	Nej
997409		4049500578578	Cambren C Hoftestrømpe	H4	1 par	10	168	Nej