

## Cosmopor E

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG  
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
 Land Tyskland  
 Website: www.hartmann.info

#### 1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S  
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
 Adresse Center Boulevard  
 Adresse 2300 København  
 Tlf. nr. 48 22 04 00  
 Fax nr. 48 22 04 01  
 E-mail: info@dk.hartmann.info  
 Website: <http://dk.hartmann.info>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn Cosmopor E

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Ja	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>Viskose, syntetisk kautsjukklæber</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> Nej

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: Polyester PET, Polyethylen PE
PVC:  Nej  
 Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_
 % af PVC: \_\_\_\_\_

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Nej Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Nej

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Nej      PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltpackage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## Cosmopor E

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
900870		4049500217668	Cosmopor E	5x7,2 cm	50 stk	20	54	Ja
900871		4049500970983	Cosmopor E	6x10 cm	25 stk	27	45	Ja
900872		4049500971003	Cosmopor E	6x15 cm	25 stk	18	55	Ja
900873		4049500217699	Cosmopor E	8x10 cm	25 stk	22	60	Ja
900874		4049500971041	Cosmopor E	8x15 cm	25 stk	14	63	Ja
900875		4049500971058	Cosmopor E	8x20 cm	25 stk	12	64	Ja
900876		4049500971089	Cosmopor E	10x20 cm	25 stk	12	54	Ja
900877		4049500971096	Cosmopor E	10x25 cm	25 stk	8	66	Ja
900878		4049500971126	Cosmopor E	10x35 cm	25 stk	8	48	Ja