

Produktdatablad

Coverflex

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
Land Tyskland
Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Adresse Center Boulevard
Adresse 2300 København
Tlf. nr. 48 22 04 00
Fax nr. 48 22 04 01
E-mail: info@dk.hartmann.info
Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Coverflex

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Nej

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Økologisk: Nej

Andet: Viscose, elastan

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyamid PA

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Ja

Papir: Nej

Glas: Nej

Metal: Nej

Latex: Nej

Bomuld: Nej

Andet: Nej

Økologisk: Nej

4.2. Plast:

Plast-typer: - _____

PVC: Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej

Genbrugsmaterialer: Nej

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja: X

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej: X

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: X

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	X

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.

Coverflex

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
932570		4049500243100	Coverflex 1, Barn arm/fod	3,5x1000 cm	1	36	75	Nej
932571		4049500243124	Coverflex 2, Arm/barnehoved	5x1000 cm	1	24	54	Nej
932572		4049500243148	Coverflex 3, Arm/læg/barnehoved	7,5x1000 cm	1	18	54	Nej
932573		4049500243162	Coverflex 4, Hoved/ben/barnehoved/krop	10,75x1000 cm	1	18	50	Nej
932574		4049500243186	Coverflex 5, Krop	17,5x1000 cm	1	12	32	Nej

