

## DermaPlast Sensitive

### 1. Virksomhedsdata

#### 1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG  
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
 Land Tyskland  
 Website: www.hartmann.info

#### 1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S  
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
 Adresse Center Boulevard  
 Adresse 2300 København  
 Tlf. nr. 48 22 04 00  
 Fax nr. 48 22 04 01  
 E-mail: info@dk.hartmann.info  
 Website: <http://dk.hartmann.info>

#### 1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

### 2. Produktet

2.1 Handelsnavn DermaPlast Sensitive

#### 2.2. Sortimentsoversigt:

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

#### 2.3. Yderligere oplysninger om produktet

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

### 3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Ja	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>Klæber, viskose</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> Nej

#### 3.2. Plast:

Plast-typer: Polypropylen PP, Polyester PET      PVC:  Nej  
 Hvis PVC, angiv blødgører: Nej      % af PVC: N.a.

#### 3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:  Nej      Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej      Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:   
 Metal:       Latex:       Bomuld:   
 Økologisk:   
 Andet: Nej

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: Nej      PVC:   
 Hvis PVC, angiv blødgører: Nej      % af PVC: N.a.

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_  
 Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:   
 Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse: I

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II      Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## DermaPlast Sensitive

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
535351		4049500273619	Dermaplast sensitive	4x500 cm	1 stk	32	72	Nej
535361		4049500273626	Dermaplast sensitive	6x500 cm	1 stk	32	56	Nej
535371		4049500273633	Dermaplast sensitive	8x500 cm	1 stk	24	56	Nej