

FD operationsafdækninger u klæb, 3 lag

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
 Land Tyskland
 Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
 Adresse Center Boulevard
 Adresse 2300 København
 Tlf. nr. 48 22 04 00
 Fax nr. 48 22 04 01
 E-mail: info@dk.hartmann.info
 Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn FD operationsafdækninger u klæb, 3 lag

2.2. Sortimentoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Nej	Papir: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Ja	Glas: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Nej
Metal: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Nej	Latex: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>Viskose</u>		Økologisk: <input style="width: 80px;" type="checkbox"/> Nej

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyethylen PE, Polypropylen PP, Polyamid PA PVC: Nej
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC:
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____
 Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:
 Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



Foliodrape operationsafdækninger, 3 lag

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpagn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
251220		4049500305594	Foliodrape Comfort	100x150 cm	20 stk	2	24	Ja
251223		4049500305600	Foliodrape Comfort	150x175 cm	12 stk	2	24	Ja
251225		4049500305617	Foliodrape Comfort	150x240 cm	8 stk	2	24	Ja
251302		4049500541671	Foliodrape Comfort	50x50cm	100 stk	4	20	Ja
251305		4049500305631	Foliodrape Comfort	45x75 cm	60 stk	4	20	Ja
251312		4049500305648	Foliodrape Comfort	75x90 cm	30 stk	4	20	Ja
253307		4049500305723	Foliodrape Comfort med hul	50x60 cm	65 stk	4	20	Ja
253312		4049500305730	Foliodrape Comfort med hul	75x90 cm	30 stk	4	20	Ja
254432		4049500248785	FD C LAP/Pædiatri/Spinallagen	260x320 cm	1 stk	8	20	Ja
256235		4049500705561	Foliodrape Comfort slidslagen	200x260 cm	10 stk	1	20	Ja
256335		4049500706445	FD C slidslagen m. perineal afdækning	200x260 cm	10 stk	1	20	Ja