

**HydroFilm Plus****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG  
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
Land Tyskland  
Website: www.hartmann.info

**1.2. Forhandler:**

Navn Paul Hartmann A/S  
Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Adresse Center Boulevard  
Adresse 2300 København  
Tlf. nr. 48 22 04 00  
Fax nr. 48 22 04 01  
E-mail: info@dk.hartmann.info  
Website: <http://dk.hartmann.info>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn HydroFilm Plus

**2.2. Sortimentsoversigt:**

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Nej

Papir:  Ja

Glas:  Nej

Metal:  Nej

Latex:  Nej

Bomuld:  Nej

Økologisk:  Nej

Andet: Viscose, acrylatklæber

**3.2. Plast:**

Plast-typer: Polyurethan PUR, Polyetylen PE, Polyester PET PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:  Nej

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej

Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_

#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:       Papir:       Glas:

Metal:       Latex:       Bomuld:

Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_       PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:       Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:       Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:      Nej:       Ja:       Klasse:

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?      Ja:       Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?      Nej:       Ja:       Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent:       Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)  \_\_\_\_\_

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*	X		
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## HydroFilm Plus

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
685771		4049500631198	HydroFilm Plus	5x7,2 cm	50 stk	10	70	Ja
685773		4049500631235	HydroFilm Plus	9x10 cm	50 stk	10	50	Ja
685775		4049500631273	HydroFilm Plus	9x15 cm	25 stk	10	54	Ja
685776		4049500631297	HydroFilm Plus	10x12 cm	25 stk	10	70	Ja
685778		4049500631334	HydroFilm Plus	10x20 cm	25 stk	10	54	Ja
685779		4049500631358	HydroFilm Plus	10x25 cm	25 stk	10	36	Ja
685780		4049500631372	HydroFilm Plus	10x30 cm	25 stk	10	24	Ja