



DermaPlast® Kids

Børneplaster

Børneplaster til mindre sårskader. Plasterets klæbekant omslutter hele sårpuden og forhindrer ydre kontaminering af såret.

Plaster med motiv

Hudvenlig klæber,
som ikke klistrer



Sårpude, som ikke
fæstner i såret



Indikation

Til mindre sår og sårskader.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

DermaPlast Kids er et plaster udformet efter barnets smag.

Egenskaber

Børneplaster med vand- og smudsafvisende film med underholdende motiver.


Den hypoallergene klæber er påført i baner, hvilket gør plastret luftgennemtrængeligt og hudvenligt.

Klæbekanten omslutter hele sårpuden, således at snavs og bakterier ikke kommer i kontakt med såret.

DermaPlast Kids har en absorberende sårpude, som ikke fæstner i såret.

Æsken indeholder færdigklippede plastre i 2 størrelser:

10 stk. 16x57 mm og 10 stk. 19x72 mm til både mindre og større sår.



DermaPlast Kids

Materiale

Overside af polyetylenfilm med motiv. Klæber baseret på syntetisk gummi, kolofonium- og latexfri. Sårpude af viskose og polypropylen.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når plastret fikseres.

Sortiment	Størrelse	Antal	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
DermaPlast Kids	16 x 57 mm	10 stk	535 625	1 æske, 20 stk	200 Æsker
Usteril, i æske	19 x 72 mm	10 stk			
Sælges også i bundter á 20 æsker					

Fordele:

Sikker sårbeskyttelse

Enkel håndtering

Efterlader ingen klæberester

Kolofonium- og latexfri

Klæbekant omkring hele sårpuden