



DermaPlast® textil elastic

Tekstilplaster på rulle

Beskytter mindre sårskader mod ydre kontaminering. Takket være sin elasticitet kan plastret også anvendes på bevægelige led og koniske kropsdele.

Kan klippes i den ønskede længde

Enkel at håndtere

Elastisk sårbeskyttelse



Indikation

Som sårbeskyttelse ved mindre sårskader.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

DermaPlast textil elastic er et dermatologisk testet sårplaster af tværelastisk tekstilvæv.

Egenskaber

Den syntetiske klæber er applikeret i baner og dermed gennemtrængelig for luft og fugtighed, så huden kan ånde. Plastret har en god klæbeevne, men kan alligevel fjernes smertefrit uden at efterlade klæberester. DermaPlast textil elastic er elastisk og former sig efter de forskellige kroppsdele, både de bevægelige led og koniske former. Plastrets sårpude har en god sugsevne og fæstner ikke i såret.



Materiale

Overside af beige bomuld/polyamid-væv. Syntetisk baseret klæber applikeret i baner, kolofonium- og latexfri.

Sårpude af non-woven viskose/polypropylen.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når plastret fikseres.

Fordele:

Sikker fiksering

Enkel håndtering

Efterlader ingen klæberester

Kolofonium- og latexfri

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
DermaPlast. textil elastic	5 m x 4 cm	535 251	1 stk	32 Æsker
Usteril, på rulle, i æske	5 m x 6 cm	535 261	1 stk	32 Æsker
	5 m x 8 cm	535 271	1 stk	24 Æsker