



Eycopad® Øjenkompres

Eycopad er et blødt øjenkompres dækket af gazevæv.

God absorptionsevne



Enkel håndtering

Blød, polstrende



Indikation

Anvendes som øjenforbinding. Kan endda anvendes som øreforbinding.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Eycopad øjenkompress er lavet af bomuld og dækket af gazevæv.

Egenskaber

Eycopad er et luftigt bomuldskompress med et lag af gazevæv rundt om kompresset. Dette gør, at kompresset er meget blødt og har en høj absorptionskapacitet.

Takket være gazevævet fnugger kompresset ikke. Eycopad anvendes primært til beskyttelse af væskende sår i øjet og dets nærhed.

Materiale

Kompresset er lavet af 100% bomuld.

Det består af et 24-tråds yderlag af gazevæv fyldt med bomuld.

Den usterile version er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Den sterile version er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Kan steriliseres efter behov med damp, etylenoxid eller gammastråling.



Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Eycopad	56 x 70 mm	415 540	25 stk	12 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	70 x 85 mm	417 540	25 stk	12 Æsker
Usteril, i æske	56 x 70 mm	415 650	50 stk	15 Æsker
	70 x 85 mm	417 650	50 stk	15 Æsker

Fordele:

Høj absorptionskapacitet

Enkel håndtering

Blød og komfortabel

Økonomisk

Beskytter såret

Findes både som steril og usteril