




# Foliodrape® Comfort

## Ekstremitetssæt III, 3-lags






helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Telf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

### Foliodrape® Comfort Ekstremitetssæt III, 3-lags

Steril afdækning til kirurgi på ekstremiteter. Sættet indeholder et alt-i-et lagen med elastisk hul og velcrobånd. Dette ekstremitetslagen samt operationsafdækningen er lavet af et slidstærkt og behageligt 3-lags materiale af høj kvalitet med en høj absorptionskapacitet og et lavt fiberslip. Opfylder High performance ifølge EN 13795.



#### Indhold:

1 stk.	Bordafdækning	140 x 190 cm
4 stk.	Servietter	33 x 33 cm
1 stk.	Assistancebordspose	80 x 145 cm
1 stk.	Stockinette	25 x 80 cm
1 stk.	Operationslagen	150 x 175 cm
2 stk.	Operationstape	10 x 50 cm
1 stk.	Ekstremitetslagen med elastisk hul og velcrobånd	245 x 320 cm

### Fordele:

Lavt fiberslip

Høj absorptionskapacitet

Sortiment	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Foliodrape® Comfort Ekstremitetssæt III, 3-lags	257 142	4 stk.	1 æske