



Foliodrape® Comfort

Hoftesæt I, 3-lags






helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Telf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Foliodrape® Comfort Hoftesæt I, 3-lags

Steril afdækning til ortopædisk kirurgi f.eks. hofte, knæ og skulder. Sættet indeholder alle komponenter til en hurtig, tæt og enkel afdækning. Foliodrape Comfort Hoftesæt I er lavet af et slidstærkt og behageligt 3-lags materiale af høj kvalitet med en høj absorptionskapacitet og et lavt fiberslip. Opfylder High performance ifølge EN 13795.



Indhold:

1 stk.	Bordafdækning, forstærket	140 x 190 cm
4 stk.	Servietter	33 x 33 cm
1 stk.	Assistancebordspose, teleskopfoldet	80 x 145 cm
1 stk.	Afdækning	100 x 150 cm
3 stk.	Operationstape	10 x 50 cm
1 stk.	Afdækning	75 x 90 cm
1 stk.	Afdækning	150 x 200 cm
1 stk.	Slidslagen, med klæb	200 x 260 cm
1 stk.	Operationslagen, med klæb	170 x 300 cm

Fordele:

Høj absorptionskapacitet

Lavt fiberslip

Assistancebordspose, teleskopfoldet

Sortiment	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Foliodrape® Comfort Hoftesæt I, 3-lags	257 145	3 stk.	1 æske