



Foliodrape® Comfort

Laparoskopisæt I og II, 3-lags





helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Telf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Foliodrape® Comfort Laparoskopisæt I og II, 3-lags

Steril afdækning til laparoskopisk abdominal kirurgi. Sættet indeholder et alt-i-et lagen med sidelommer, der sikrer en hurtig, tæt og enkel afdækning. Foliodrape Comfort Laparoskopisæt er lavet af et slidstærkt og behageligt 3-lags materiale af høj kvalitet med en høj absorptionskapacitet og et lavt fiberslip. Opfylder High performance ifølge EN 13795.

Indhold Foliodrape® Comfort Laparoskopisæt I, 3-lags:			
1 stk. Bordafdækning, forstærket	140 x 190 cm		
1 stk. Assistancebordspose	80 x 145 cm		
4 stk. Servietter	33 x 33 cm		
1 stk. Laparoskopilagen med transparente lommer til MIS-instrument	260 x 320 cm		

Indhold Foliodrape® Comfort Laparoskopisæt II, 3-lags:			
1 stk. Bordafdækning, forstærket	140 x 190 cm		
1 stk. Assistancebordspose	80 x 145 cm		
4 stk. Servietter	33 x 33 cm		
1 stk. Laparoskopilagen med integrerede benposer og transparente lommer til MIS-instrument	260 x 300 cm		

PAUL HARTMANN A/S (2010-09)

Fordele:

Alt-i-et lagen som sikrer en hurtig og enkel afdækning

Lavt fiberslip

Høj absorptionskapacitet

Sortiment	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Foliodrape® Comfort Laparoskopisæt I, 3-lags	257 162	6 stk.	1 æske
Foliodrape® Comfort Laparoskopisæt II, 3-lags	257 164	4 stk.	1 æske