



Foliodrape® Comfort

Urologisæt I og II, 3-lags





helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Telf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Foliodrape® Comfort Urologisæt, 3-lags

Steril afdækning til urologisk og gynækologisk kirurgi. Sættet indeholder et alt-i-et lagen med integreret latexfri fingertut, benposer, opsamlingspose og konnektor, der tilsikrer en hurtig, tæt og enkel afdækning. Foliodrape Comfort Urologisæt er lavet af et slidstærkt og behageligt materiale af høj kvalitet med en høj absorptionskapacitet og et lavt fiberslip. Opfylder High performance ifølge EN 13795.

Indhold Foliodrape® Comfort Urologisæt I, 3-lags:		
1 stk. Bordafdækning, forstærket	140 x 190 cm	
4 stk. Servietter	33 x 33 cm	
1 stk. Operationstape	10 x 50 cm	
1 stk. Urologilagen med klæbende åbning ved pubesregionen og genitalier, latexfri fingertut og opsamlingspose	150 x 200 cm	

Indhold Foliodrape® Comfort Urologisæt II, 3-lags:		
1 stk. Bordafdækning, forstærket	140 x 190 cm	
4 stk. Servietter	33 x 33 cm	
1 stk. Assistancebordspose	80 x 145 cm	
1 stk. Urologilagen med klæbende åbning ved genitalier, latexfri fingertut og opsamlingspose	260 x 290 cm	

PAUL HARTMANN A/S (2010-09)

Fordele:

Urologilagen med tætsluttende og hæftende hul ved pubesregionen og genitalier

Lavt fiberslip

Høj absorptionskapacitet

Sortiment	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Foliodrape® Comfort Urologisæt I, 3-lags	257 133	7 stk.	1 æske
Foliodrape® Comfort Urologisæt II, 3-lags	257 126	4 stk.	1 æske