

**Foliodrape Arthroskopisæt****1. Virksomhedsdata****1.1. Producent:**

Navn Paul Hartmann AG  
Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim  
Land Tyskland  
Website: www.hartmann.info

**1.2. Forhandler:**

Navn Paul Hartmann A/S  
Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Adresse Center Boulevard  
Adresse 2300 København  
Tlf. nr. 48 22 04 00  
Fax nr. 48 22 04 01  
E-mail: info@dk.hartmann.info  
Website: <http://dk.hartmann.info>

**1.3. Kvalitetsstyringssystemer:**

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

**2. Produktet**

2.1 Handelsnavn Foliodrape Arthroskopisæt

**2.2. Sortimentsoversigt:**

**Se "Sortiment"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**2.3. Yderligere oplysninger om produktet**

**Se "Ydl. oplysninger"** (hvis Excel-fil)

**"klik her"** (hvis web-baseret)

**3. Produktets bestanddele**

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:  Nej  Papir:  Ja  Glas:  Nej   
Metal:  Nej  Latex:  Nej  Bomuld:  Nej   
Økologisk:  Nej   
Andet: Klæber, cellulose, viskose

**3.2. Plast:**

Plast-typer: Polyethylen PE, Polypropylen PP, Polyamid PA, Polyuretan PU PVC:  Nej

Hvis PVC, angiv blødgører: \_\_\_\_\_ % af PVC: \_\_\_\_\_

**3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:**

Tungmetal:  Nej  Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:  Nej  Genbrugsmaterialer:  Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :  Nej

Angiv stoffer: \_\_\_\_\_



#### 4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: \_\_\_\_\_

#### 4.2. Plast:

Plast-typer: \_\_\_\_\_

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC: \_\_\_\_\_

#### 4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: \_\_\_\_\_

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: \_\_\_\_\_

#### 5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse:   I  

#### 6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja:  Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej:  Ja:  Mærke: \_\_\_\_\_

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II

Forhandler: \_\_\_\_\_

#### 7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

#### 8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

#### 9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

\*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



## Foliodrape Arthroskopisæt

### Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
257170		4049500981262	Foliodrape Arthroskopisæt		4 stk	1	20	Ja