

Produktdatablad

Foliodrape Neurokirurgisæt

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
 Land Tyskland
 Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
 Adresse Center Boulevard
 Adresse 2300 København
 Tlf. nr. 48 22 04 00
 Fax nr. 48 22 04 01
 E-mail: info@dk.hartmann.info
 Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Foliodrape Neurokirurgisæt

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Nej"/>	Papir: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Ja"/>	Glas: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Nej"/>
Metal: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Nej"/>	Latex: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Nej"/>	Bomuld: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Nej"/>
Andet: <u>Cellulose, viskose, klæber</u>		Økologisk: <input style="width: 80px;" type="checkbox" value="Nej"/>

3.2. Plast:

Plast-typer: Polyethylen PE, Polypropylen PP, Polyamid PA, Polyuretan PU PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____



4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevares tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	
Inderemballage	X*	X	X	
Transportemballage	X*	X	X	

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



Foliodrape Neurokirurgisæt

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
257233		4049500225274	Foliodrape Neurokirurgisæt		5 stk	1	20	Ja