

# Hydrofilm® I.V.

## Transparent selvklæbende kanylefiksering

Når man applicerer en intravenøs kanyle på en patient, så er det vigtigt, at man kan inspicere indstiksstedet, og at forbindingen holder bakterier og snavs ude samt tillader huden at ånde under forbindingen. Hydrofilm I.V. er en transparent, selvklæbende filmforbinding, som giver en sikker kanylefiksering.

Forbindingens rundede  
kanter forhindrer, at de  
ruller eller løsner sig



Hudvenlig

Den transparente film  
giver visuel kontrol



### Indikation

Til sikker fiksering af intravenøse kanyler på huden.

### Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

Hydrofilm I.V. er en transparent, selvklæbende filmforbinding til sikker fiksering af kanyler.

### Egenskaber

Hydrofilm I.V. er en transparent filmforbinding til sikker fiksering af intravenøse kanyler. Hele forbindingen er transparent, hvilket giver personalet mulighed for at inspicere indstikstedet uden at skulle forstyrre for meget samt fjerne eventuelle fikseringsforbindinger. Den transparente film giver huden mulighed for at ånde og kan derfor sidde i længere tid. Filmen beskytter desuden indstikstedet mod snavs og bakterier.

### Materiale

Polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Klæberen er dermatologisk testet.

Kolofoniumfri.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, (regel 4) steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

### Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør ved fiksering af filmen.



Enkel at aplikere, da man blot behøver at følge nummereringen på forbindingens bagside.

### Fordele:

Sikker fiksering

Forbindingen beskytter mod yder kontaminering

Enkel håndtering

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Hydrofilm.I.V.	7 x 9 cm	685 740	50 stk	12 Æsker
Steril, pakket enkeltvis				