

Hydrofilm® I.V. control

Selvklæbende kanylefiksering

Når man applicerer en intravenøs kanyle på en patient, så er det særdeles vigtigt, at fikseringen sidder ordentligt. Hydrofilm I.V. control består af non-woven og polyuretanfilm. Non-woven gør, at forbindingen bliver slidstærk samt giver en sikker fiksering ved alle typer af kanylefiksering. Det transparente filmmønster giver plejeren mulighed for at inspicere indstiksstedet uden at skulle fjerne en forbindelse.

Forbindingens rundede kanter forhindrer, at den ruller eller løsner sig



Beskytter mod ydre kontaminering

Det transparente vindue giver plejeren visuel kontrol



Indikation

Til holdbar og sikker fiksering af intravenøse kanyler.

Kontraindikationer:

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Hydrofilm I.V. control er en forbindelse til ekstra holdbar og sikker kanylefiksering.

Egenskaber

Hydrofilm I.V. control er en filmforbinding til ekstra holdbar fiksering af intravenøse kanyler. Forbindingen består af non-woven og vinduet består af transparent polyuretanfilm, hvilket giver personalet mulighed for at inspicere indstiksstedet uden først at skulle fjerne eventuelle fikseringsforbindinger. Filmvinduet beskytter desuden også indstiksstedet mod snavs og bakterier.

Materiale

Forbindingen består af non-woven og filmvinduet består af polyuretanfilm. Hypoallergen klæber af akrylat. Klæberen er dermatologisk testet. Kolofoniumfri.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse 1, (regel 4) steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør ved fiksering.



Forbindingen er enkel at applikere.

Fordele:

Sikker fiksering

Forbindingen beskytter mod yder kontaminering

Enkel håndtering

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
Hydrofilm.I.V. control	9 x 7 cm	685 741	50 stk	12 Æsker
Steril, pakket enkeltvis				