



# Idealcrepe

## Støtte/fikseringsbind af kreppet bomuld

Idealcrepe er et kraftigt kreppet bind af 100% bomuld. Idealcrepe kan anvendes til mange forskellige formål og er desuden meget økonomisk i brug, eftersom det kan vaskes og genanvendes flere gange.

Idealcrepe har en elasticitet på 120%

Fungerer ved alle typer af fiksering og som støtteforbinding



Kan vaskes og steriliseres

### Indikation

Som støtteforbinding ved amputationer og ledbåndsskader. Til kompression ved ødembehandling og fiksering af forbindinger og gipsskinner.

**Kontraindikationer:**

Arteriel okklusionssygdom.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

Idealcrepe er et kraftigt kreppt bind af ren bomuld.

### Egenskaber

Bindet bliver siddende på plads og glider ikke takket være materialets kreppe struktur. Idealcrepe er porøs og luftgennemtrængelig, hvilket gør bindet skånsomt mod huden og behageligt at bære.

### Materiale

100% bomuld. Hvid.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Udstrakt længde: 4 m.

Uudstrakt længde: Ca. 1,9 m.

Elasticitet: 120%

### Vaskeråd

Idealcrepe kan steriliseres i autoklave ved 134°C i 10 minutter eller 121°C i 20 minutter og vaskes ved 60°C nogle få gange.



Sortiment	Størrelse	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
<b>Idealcrepe</b>	4 m x 6 cm	928 916	10 stk	20 Æsker
Løse i æske	4 m x 8 cm	928 917	10 stk	26 Æsker
	4 m x 10 cm	928 918	10 stk	21 Æsker
	4 m x 12 cm	928 919	10 stk	10 Æsker
	4 m x 15 cm	928 920	10 stk	10 Æsker

### Fordele:

Behagelig at bære

Kraftig struktur

Mange anvendelsesområder

Kan genanvendes

Faste kanter