



# Idealflex® universal

## Universalbind med lavelastisk kompression

Idealflex universal er et permanentelastisk bind. Idealflex universal kan anvendes til mange forskellige formål og er også særdeles økonomisk i brug, eftersom det kan anvendes flere gange.

Idealflex universal har en elasticitet på 85%



Fungerer ved alle typer af fiksering og som støtteforbinding

Kan koges og steriliseres



### Indikation

Som støtteforbinding ved amputationer og ledbåndsskader. Til kompression med ødembehandling og fiksering af forbindinger og gipsskinner.

#### Kontraindikationer:

Arteriel okklusionssygdom.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail [info@dk.hartmann.info](mailto:info@dk.hartmann.info)

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

Idealflex universal er et multi-funktionsbind, som også yder lav-  
elastisk kompression.

### Egenskaber

Bindet er permanentelastisk og har vævede kanter, hvilket giver  
stabilitet og bibeholder bindets form.



### Materiale

66% bomuld, 33% polyamid, 1% elastan. Hvid.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I,  
usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Udstrakt længde: 5 m.

Uudstrakt længde: Ca. 2,2 m.

Elasticitet: 85%

### Vaskeråd

Idealflex universal kan steriliseres i autoklave ved 134°C og vas-  
kes ved 40°C nogle få gange.

## Fordele:

Behagelig at bære

Permanentelastisk

Mange anvendelsesområder

Kan genanvendes

Faste kanter

| Sortiment                  | Størrelse   | Varenr. | Antal pr. æske | Karton   |
|----------------------------|-------------|---------|----------------|----------|
| <b>Idealflex universal</b> | 5 m x 6 cm  | 931 271 | 10 stk         | 28 Æsker |
| Løse i æske                | 5 m x 8 cm  | 931 272 | 10 stk         | 18 Æsker |
|                            | 5 m x 10 cm | 931 273 | 10 stk         | 21 Æsker |
|                            | 5 m x 12 cm | 931 274 | 10 stk         | 23 Æsker |
|                            | 5 m x 15 cm | 931 275 | 10 stk         | 18 Æsker |
|                            | 5 m x 20 cm | 931 276 | 10 stk         | 8 Æsker  |