

MoliMed dryp- og dagbind

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Paul Hartmann AG
 Adresse Paul-Hartmann-Str. 12 - Heidenheim
 Land Tyskland
 Website: www.hartmann.info

1.2. Forhandler:

Navn Paul Hartmann A/S
 Adresse Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
 Adresse Center Boulevard
 Adresse 2300 København
 Tlf. nr. 48 22 04 00
 Fax nr. 48 22 04 01
 E-mail: info@dk.hartmann.info
 Website: <http://dk.hartmann.info>

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 : 2000

Forhandler: -

2. Produktet

2.1 Handelsnavn MoliMed dryp- og dagbind

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Ydl. oplysninger" (hvis Excel-fil)

"klik her" (hvis web-baseret)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: <input type="checkbox"/> Nej	Papir: <input type="checkbox"/> Nej	Glas: <input type="checkbox"/> Nej
Metal: <input type="checkbox"/> Nej	Latex: <input type="checkbox"/> Nej	Bomuld: <input type="checkbox"/> Nej
Andet: <u>Cellulose, Superabsorbent, Klæber</u>		Økologisk: <input type="checkbox"/> Nej

3.2. Plast:

Plast-typer: PE, PP, PU
PVC: Nej
 Hvis PVC, angiv blødgører: _____
 % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Nej
 Typer: _____

Klorbleget materiale: Nej
 Genbrugsmaterialer: Nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: Papir: Glas:
 Metal: Latex: Bomuld:
 Økologisk:
 Andet: Nej

4.2. Plast:

Plast-typer: PE PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer: _____

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: Nej

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: Ja: Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: Nej:

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: Ja: Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001 og EMAS II Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Opbevaring tørt, rent og køligt. Undgå direkte sollys.

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X*			
Enkeltemballage	X*	X	X	Ja
Inderemballage	N. a.	N. a.	N. a.	
Transportemballage	X*	X	X	Ja

*Forbrænding anbefales af hygiejniske årsager.



MoliMed dryp- og dagbind

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpakk. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
168627		4049500248402	MoliMed	ultra micro	28 stk	8	55	Nej
168132		4049500601467	MoliMed	micro light	14 stk	12	81	Nej
168626		4049500344166	MoliMed	micro	14 stk	12	64	Nej
168636		4049500344180	MoliMed	mini	14 stk	18	32	Nej
168646		4049500344197	MoliMed	midi	14 stk	12	48	Nej
168684		4052199211282	MoliMed	midi plus	14 stk	12	48	Nej
168656		4049500344203	MoliMed	maxi	14 stk	12	28	Nej
168600		4049500340632	MoliMed for men	active	14 stk	12	48	Nej
168707		4049500340830	MoliMed for men	protect	14 stk	12	30	Nej
168661		4049500344784	MoliMed pants active	M	12 stk	4	42	Nej
168662		4049500344791	MoliMed pants active	L	10 stk	4	48	Nej