



PAUL HARTMANN A/S
Huginsvej 1F • 3400 Hillerød
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

MoliNea plus

Engangsunderlag



MoliNea plus engangsunderlag anvendes som supplement til inkontinensbeskyttelse, hvor der er risiko for lækage.

Absorptionskerne

Absorptionskernen af cellulose-fluff absorberer hurtigt væsken.

Væskespærre

Den nederste væskespærre af plast er antiglidbehandlet og beskytter seng og sæde mod gennemvædning. Underlaget er lukket langs alle fire sider således, at ingen væske kan løbe ud.

Yderside

Heldækkende yderside af non-woven, som endvidere dækker plastkanten, forhindrer, at huden kommer i kontakt med væskespærren af plast.

Inkontinensprodukter fra HARTMANN er 100% latexfri.

Sortiment	Varenr.	Vægt	Mål	Farve	Antal pr. karton
MoliNea plus 40x60	161 200	30 gr	40x60 cm	Grøn	6x25 stk
MoliNea plus 60x60	161 400	46 gr	60x60 cm	Grøn	4x30 stk
MoliNea plus 60x90	161 604	77 gr	60x90 cm	Grøn	4x30 stk
MoliNea plus 40x60	161 170	30 gr	40x60 cm	Grøn	150 stk
MoliNea plus 60x60	161 370	46 gr	60x60 cm	Grøn	100 stk
MoliNea plus 60x90	161 670	77 gr	60x90 cm	Grøn	100 stk