



PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

## MoliNea normal

Engangsunderlag



MoliNea normal kan anvendes som supplement til inkontinensbeskyttelse, hvor der er risiko for lækage.

### Absorptionskerne

Absorptionskernen af cellulose-fluff absorberer hurtigt og effektivt væsken.

### Væskespærre

Den nederste væskespærre af plast er antiglidbehandlet og beskytter seng og sæde mod gennemvædning. Underlaget er lukket langs alle fire kanter således, at ingen væske kan løbe ud.

### Ydersiden

Heldækkende yderside af non-woven, som endvidere dækker plastkanten, forhindrer, at huden kommer i kontakt med væskespærren af plast.

Inkontinensprodukter fra HARTMANN er 100% latexfri.

Sortiment	Varenr.	Vægt	Mål	Farve	Antal pr. karton
MoliNea normal 40x60	161 221	21 gr	40x60 cm	Grøn	6x30 stk
MoliNea normal 60x60	161 321	32 gr	60x60 cm	Grøn	4x30 stk
MoliNea normal 60x90	161 521	50 gr	60x90 cm	Grøn	4x30 stk