



PAUL HARTMANN A/S
Huginsvej 1F • 3400 Hillerød
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

MoliNea plus D

Engangsunderlag



MoliNea plus D er beregnet til brug, hvor der er risiko for lækage.

Absorptionskerne

Absorptionskernen af cellulose-fluff absorberer hurtigt væsken.

Væskespærre

Den nederste væskespærre af plast er antiglidbehandlet og beskytter seng og sæde mod gennemvædning. Underlaget er lukket langs alle fire sider således, at ingen væske kan løbe ud.

Yderside

Heldækkende yderside af non-woven, som endvidere dækker plastkanten, forhindrer, at huden kommer i kontakt med væskespærren af plast.

Inkontinensprodukter fra HARTMANN er 100% latexfri.

Sortiment	Varenr.	Vægt	Mål	Farve	Antal pr. karton.
MoliNea plus D	160 892	32 gr	20x60 cm	Gul	4x50 stk