



# HydroTac®/HydroTac comfort®

## Hydroaktivt skumforbinding

HydroTac er en hydroaktiv skumforbinding med to forskellige funktioner. Skumforbindingen bevirker, at overflødig eksudat hurtig og effektivt absorberes, og den hydroaktive kontaktflade fugter samtidig såret således, at forbindingen opretholder et optimalt sårhelingsmiljø. Forbindingen kan med fordel anvendes under granulationsfasen. Forbindingen er enkel at håndtere og fjernes uden smerter for patienten.

Høj absorptionskapacitet

Fugtafgivende kontaktflade

Let klæbende og enkel håndtering



### Indikation

Til behandling af let til middel væskende sår, såsom bensår, diabetessår og tryksår.

**Kontraindikationer:**

Ingen kendte.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

HydroTac er en hydroaktiv skumforbinding, som hurtigt og effektivt absorberer eksudat samtidig med, at det opretholder et fugtigt sårmiljø. Forbindingen er let at applikere, da den er let klæbende.

### Egenskaber

HydroTac er gennemtrængelig for luft og fugt samtidig med, at den beskytter mod kontaminering udefra. Den hydroaktive kontaktflade består af en netstruktur, hvilket gør det muligt, at absorbere eksudat samtidig med, at der opretholdes et fugtigt sårmiljø. Den hydroaktive gel bevirker, at forbindingen kan skiftes helt smertefrit for patienten, da den ikke fæstner i såret. HydroTac komfort har en klæbekant, som gør en sekundær forbinding unødvendig.



### Material

Forbindingen består af polyuretan, og kontaktfladen er imprægneret med en hydrogel, som består af en blanding polyuretanpolymer, som indeholder propylene glycol.

HydroTac komfort har en lav-allergisk akrylbaseret klæber.

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr.	Antal pr. æske	Karton
<b>HydroTac</b>	6 cm rund		685 848	3 stk	18 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	6 cm rund		685 849	10 stk	6 Æsker
	10 x 10 cm		685 831	3 stk	12 Æsker
	10 x 10 cm		685 832	10 stk	6 Æsker
	15 x 15 cm		685 839	3 stk	12 Æsker
	10 x 20 cm		685 833	3 stk	12 Æsker
	15 x 20 cm		685 843	10 stk	6 Æsker
	20 x 20 cm		685 844	3 stk	12 Æsker
<b>HydroTac komfort</b>	8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	685 810	10 stk	6 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 814	3 stk	12 Æsker
	12,5 x 12,5 cm	7,5 x 7,5 cm	685 815	10 stk	6 Æsker
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 820	3 stk	12 Æsker
	15 x 20 cm	9 x 14 cm	685 821	10 stk	6 Æsker
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	685 817	3 stk	12 Æsker
	20 x 20 cm	14 x 14 cm	685 822	3 stk	12 Æsker
<b>HydroTac sacral</b>	18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	685 826	3 stk	6 Æsker
Steril, pakket enkeltvis	18 x 18 cm	13 x 10,6 cm	685 827	10 stk	6 Æsker
	22 x 22 cm	16 x 13,6 cm	685 828	3 stk	6 Æsker

### Fordele:

Holder sårmiljøet fugtigt

God absorptionskapacitet

Enkel og hygiejnisk håndtering

Let at repositionere pga "Initial Tac"

Kan fjernes smertefrit