



Belted Product®

Bælteble til svær og meget svær inkontinens

HighDry SAP med Odour Neutralizer


Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.

Sikker fiksering

Velcrofiksering med elastik letter fikseringen, og lader bleen følge kroppens former og bevægelser.

Vådindikator

En vådindikator på langs af produktets yderside indikerer, hvor stor del af absorptionspuden som udnyttes.



Lækagebarrierer

Bløde formede væskeafvisende lækagebarrierer yder ekstra beskyttelse mod sidelækage. Lommerne for og bag gør bleen ideel ved store og hastige miktionser samt ved fæcesinkontinens.

Air Active/Tekstilkomfort

Spærrelaget af mikroperforeret plast, som er åndbart, sikrer den bedste hudkomfort. Ydersiden af tekstillignende materiale forhindrer, at platen kommer i kontakt med huden, og derved ikke knitre.







Belted Product er en absorberende inkontinensble med fiksering og ble i ét. Bleen fikses nemt ved hjælp af det bløde bælte af non-woven og velcrotapestykker. Absorptionspuden og de kropsformede lækagebarrierer på langs af produktet gør Belted Product til et sikkert valg.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Sortiment	Varenr.	Hoftemål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. karton
Extra M 	169 059	70-100 cm	89 gr	1 827 ml	4x15 st
Extra L 	169 159	90-125 cm	90 gr	2 018 ml	4x15 st
Maxi M 	169 259	70-100 cm	95 gr	2 123 ml	4x15 st
Maxi L 	169 359	90-125 cm	100 gr	2 101 ml	4x15 st
Super M 	169 459	70-100 cm	107 gr	2 950 ml	4x15 st
Super L 	169 559	90-125 cm	109 gr	3 100 ml	4x15 st

Fordele:

Enkel og tidsbesparende fiksering

Kropsformede lækagebarrierer

Tekstillignende åndbart materiale