



# MoliCare Mobile® light

## Bukseble til middelsvær inkontinens

### Farvede tråde

Antallet af farvede tråde på buksens forside angiver produktets størrelse. Trådenes farve angiver absorptionsniveauet.

### Vifteformede tråde

Vifteformede tråde gør, at buksen sidder stramt om enden og ved lysken, hvilket giver en ideel pasform.

### Vådindikator

En vådindikator på langs af produktets yderside indikerer, hvor stor del af absorptionspuden som udnyttes.

### Tre-lags absorptionspude med Dry Plus lag

Tre-lags absorptionspuden yder ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.

### HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.



### Sideåbning

Buksen kan åbnes i sidesømmen, hvilket sikrer et hurtigt og hygiejnisk skift.

### Air Active/Tekstilkomfort

Spærrelaget af mikroperforeret plast, som er åndbart, sikrer den bedste hudkomfort. Ydersiden af tekstilignende materiale forhindrer, at platen kommer i kontakt med huden, og derved ikke knitre.

### Lækagebarrierer

Bløde væskeafvisende lækagebarrierer yder en ekstra beskyttelse mod sidelækage.



MoliCare Mobile light er en absorberende inkontinensble med buks og ble i ét. Blebuksen anvendes som almindelige underbukser og er let at tage af og på. Kombinationen af buks og ble gør MoliCare Mobile light ideel ved toiletræning og for mobile personer.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)



Inkontinensprodukter fra HARTMANN er 100% latexfri.

Sortiment		Varenr.	Taljemål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. karton
Small	1 grøn tråd	915 861	60-90 cm	59 gr	917 ml	4x14 stk
Medium	2 grønne tråde	915 862	80-120 cm	64 gr	966 ml	4x14 stk
Large	3 grønne tråde	915 863	100-150 cm	80 gr	1 139 ml	4x14 stk
X-large	4 grønne tråde	915 855	130-170 cm	86 gr	1 150 ml	4x14 stk

## Fordele:

Åndbart materiale, som lader huden ånde

Vådindikator på langs

Væskeafvisende lækagebarrierer

Enkel håndtering