



MoliCare® extra

Alt-i-én tapeble til svær inkontinens

Velcrofiksering

Kombineret tape- og velcrobånd, forenkler hæftningen og fæstner sikkert på stoffets overflade. Velcrobåndet gør at tapen kan genplaceres flere gange.

Åndbare sidestykker

Åndbare sidestykker af non-woven sikrer, at huden kan ånde og minimerer risikoen for hudirritationer.

Tre-lags absorptionspude med Dry Plus lag

Tre-lags absorptionspuden yder ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.

Vådindikator

En vådindikator på langs af produktets yderside indikerer, hvor stor del af absorptionspuden som udnyttes.

Diskret yderside

Ydersiden er diskret farvet med produktnavn og dråbemærkning for at lette valget af det rette produkt.

Tekstilkomfort

Den tekstilligende ydersiden forhindrer at plasten komme i kontakt med huden og derved ikke knitre.



HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.

Lækagebarrierer

Bløde formede væskeafvisende lækagebarrierer yder ekstra beskyttelse mod sidelækage. Lommerne for og bag gør bleen ideel ved store og hastige miktionser samt ved fæcesinkontinens.

MoliCare ekstra er en absorberende inkontinensble med fiksering og ble i ét. Bleen har en tekstil overflade og sidestykkerne fikseres enkelt med hjælp af en kombineret tape- og velcrolukning. De kropsformede lækagebarrierer på langs af produktet gør den til et sikkert valg.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Materiale:

Absorptionspuden: Cellulose og superabsorbenter
Barriereleg: Polyethylen
Overflade: Polypropylen
Elastik: Lycra
Latexfri

Produktet er klassificeret som et medicinsk produkt klasse I, usteril og er CE-mærket som EU-direktiv 93/42/EEC.



Sortiment	Varenr.	Mål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. karton
X-small	169 056	40-60 cm	64 gr	1 260 ml	4x28 stk
Small	169 156	60-90 cm	75 gr	1 530 ml	3x28 stk
Medium	169 256	90-120 cm	94 gr	1 870 ml	3x28 stk
Large	169 356	120-150 cm	112 gr	2 180 ml	3x28 stk
X-large	169 456	150-175 cm	126 gr	2 400 ml	4x14 stk

Fordele:

Tekstil overflade

Åndbare sidestykker

Kropsformede lækagebarrierer

Genlukkelig med velcro