



# MoliCare® super

## Alt-i-én tapeble til meget svær inkontinens

### Velcrofiksering

Kombineret tape- og velcrobånd, forenkler hæftningen og fæstner sikkert på stoffets overflade. Velcrobåndet gør, at tapen kan genplaceres flere gange.

### Åndbare sidestykker

Åndbare sidestykker af non-woven sikrer, at huden kan ånde og minimerer risikoen for hudirritationer.

### Tre-lags absorptionspude med Dry Plus lag

Tre-lags absorptionspuden yder ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.

### Vådindikator

En vådindikator på langs af produktets yderside indikerer, hvor stor del af absorptionspuden som udnyttes.

### Diskret yderside

Ydersiden er diskret farvet med produktnavn og dråbemærkning for at lette valget af det rette produkt.

### Tekstilkomfort

Den tekstilligende yderside forhindrer at plasten kommer i kontakt med huden og derved ikke knitre.



### HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.

### Lækagebarrierer

Bløde formede væskeafvisende lækagebarrierer yder ekstra beskyttelse mod sidelækage. Lommerne for og bag gør bleen ideel ved store og hastige miktionser samt ved fæcesinkontinens.

MoliCare super er en absorberende inkontinensble med fiksering og ble i ét. Bleen har en tekstil overflade, og sidestykkerne fikses enkelt med hjælp af en kombineret tape- og velcrolukning. De kropformede lækagebarrierer på langs af produktet gør den til et sikkert valg.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01  
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:  
[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)

#### Materialer:

Absorptionspuden: Cellulose og superabsorbenter  
Barriereleg: Polyethylen  
Overflade: Polypropylen  
Elastik: Lycra  
Latexfri

Produktet er klassificeret som et medicinsk produkt klasse I, usteril og er CE-mærket som EU-direktiv 93/42/EEC.



PAUL HARTMANN A/S (2011-11)

### Fordele:

Tekstil overflade

Åndbare sidestykker

Kropsformede lækagebarrierer

Genlukkelig med velcro

Sortiment	Varenr.	Mål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. karton.
Small	169 196	60-90 cm	87 gr	1 980 ml	3x28 stk
Medium	169 296	90-120 cm	112 gr	2 800 ml	3x28 stk
Large	169 396	120-150 cm	128 gr	3 020 ml	3x28 stk
X-large	169 496	150-175 cm	163 gr	3 300 ml	4x14 stk