



MoliForm® for men


Anatomisk formet beskyttelse ved middel til svær inkontinens

HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.

Tre-lags absorptionspude med Dry Plus lag

Tre-lags absorptionspuden yder ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.



Advanced Dry Zone

Advanced Dry Zone giver en unik følelse af tørhed mod huden. Overfladen er forbedret med 30%*, som selv under tryk hjælper med at opretholde et sundt hudklima.

*Paul HARTMANN AG interne testmetode "Genvædning jf. ABL"

Lækagebarrierer

Bløde formede væskeafvisende lækagebarrierer yder ekstra beskyttelse mod sidelækage. Lommerne for og bag gør bleen ideel ved store og hastige miktionser samt ved fæcesinkontinens.

Vådindikator

En vådindikator på langs af produktets yderside indikerer, hvor stor del af absorptionspuden som udnyttes.

Diskret yderside

Ydersiden er diskret farvet med produktnavn og dråbemærkning for at lette valget af det rette produkt.

Tekstilkomfort

Den tekstilligende ydersiden forhindrer at plasten komme i kontakt med huden og derved ikke knitre.

MoliForm for men er en anatomisk formet inkontinensbeskyttelse, som er specielt designet til at passe mandens anatomi. Bleen har en større absorberende overflade fortil og formede lækagebarrierer, som holder penis og pung på plads. MoliForm for men er den optimale løsning til mænd med middel til svær inkontinens.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info

Materiale:

Absorptionspuden: Cellulose og superabsorbenter
Barrierelag : Polypropylen/polyethylen
Overflade: Polypropylen
Elastik: Lycra
Latexfri

Produktet er klassificeret som et medicinsk produkt klasse I, usteril og er CE-mærket som EU-direktiv 93/42/EEC.



PAUL HARTMANN A/S (2011-11)

Fordele:

- Specialdesignet til mænd
- Advanced Dry Zone
- Tekstillignende barrierelag
- Lækagebarrierer på langs

Sortiment	Varenr.	Mål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. karton
For men	168 818	69 cm	95 gr	2 300 ml	4x28 stk