



MoliMed® pants active

Bukseble til let inkontinens

Farvede tråde

Antallet af farvede tråde på buksens forside angiver produktets størrelse. Trådenes farve angiver absorptionsniveauet.

Sideåbning

Buksen kan åbnes i sidesømmen, hvilket sikrer et hurtigt og hygiejnisk skift.

Tre-lags absorptionspude med Dry Plus lag

Tre-lags absorptionspuden yder ekstra stabilitet. Dry Plus laget leder hurtigt væsken ind i absorptionskernen og beskytter mod gennemvædning.

Air Active/Tekstilkomfort

Spærrelaget af mikroperforeret plast, som er åndbart, sikrer den bedste hudkomfort. Ydersiden af tekstillignende materiale forhindrer, at platen kommer i kontakt med huden, og derved ikke knitre.

Affaldspose

Der medfølger affaldsposer i pakken, hvilket gør håndteringen og anvendelsen diskret og hygiejnisk.



Høj taljeelastik

Høj taljeelastik med stor elasticitet sikrer, at buksen sidder godt og former sig efter kroppens former og bevægelser. Produktet ser både ud og føles som almindelige underbukser.

HighDry SAP med Odour Neutralizer

Superabsorbenterne absorberer væsken hurtigt og forhindrer uønsket lugt.



MoliMed pants active er en absorberende inkontinensble med buks og ble i ét. Buksen anvendes som almindelige underbukser og er let at tage af og på. Kombinationen af buks og ble gør MoliMed pants active til en diskret og sikker løsning for aktive kvinder med let inkontinens.



helps healing.

PAUL HARTMANN A/S
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.
Center Boulevard
2300 København
Tlf 48 22 04 00 • Fax 48 22 04 01
E-mail info@dk.hartmann.info

Besøg os på vores hjemmeside:
www.dk.hartmann.info



Inkontinensprodukter fra HARTMANN
er 100% latexfri.

PAUL HARTMANN A/S (2011-11)

Fordele:

Ligeså enkel at anvende som
almindelige underbukser

Blødt og åndbart materiale

Sikker og diskret

Sortiment		Varenr.	Taljemål	Vægt	Abs.kap. (ISO)	Antal pr. kart
Medium	2 blå tråde	168 661	75-100 cm	49 gr	847 ml	4x12 stk
Large	3 blå tråde	168 662	100-125 cm	56 gr	874 ml	4x10 stk